

(Disinfettante concentrato, soluzione acquosa, utilizzare diluito)



Disinfezione dell'aria mediante spruzzatura o nebulizzazione (per es. in locali, autoveicoli, serre o propagatori)

Preparare una diluizione 1:50 (20 ml di disinfettante concentrato per 1 litro d'acqua). Per spruzzare la soluzione si possono usare i normali spruzzatori a pressione.

Attenzione:

Deve essere sempre utilizzata acqua depurata per spruzzare e nebulizzare (ad es. acqua distillata, acqua deionizzata o acqua da osmosi).

La distribuzione ottimale si ottiene mediante nebulizzazione a freddo, in particolare per la disinfezione dell'aria ambientale.



Disinfezione di superfici (comprese pareti, materiale di lavoro, utensili, utensili da giardino, tubi, flessibili e componenti di sistemi)

Preparare una diluizione 1:50 (20 ml di disinfettante concentrato per 1 litro d'acqua). La soluzione può essere spruzzata sulle superfici o nebulizzata nell'ambiente. I pezzi dalle geometrie complesse o che presentino cavità possono essere semplicemente immersi nella soluzione.

I tubi e i flessibili possono essere anch'essi facilmente lavati con la soluzione.

Attenzione:

Le superfici da disinfettare devono essere dapprima pulite (meccanicamente).

È importante accertarsi sempre della completa bagnatura.

A seconda dell'intensità dello sporco, lasciare agire 3-6 minuti.



Disinfezione di acqua e di altri liquidi (per es. nei serbatoi dell'acqua, negli impianti idrici o negli impianti di climatizzazione)

Per l'utilizzo preventivo versare 5-10 ml di disinfettante concentrato per 10 litri d'acqua direttamente nell'acqua/nel liquido da disinfettare.

Per trattare una contaminazione preesistente nell'acqua, versare 20-40 ml per 10 litri d'acqua direttamente nell'acqua/nel liquido da disinfettare.

Attenzione:

In caso di temperature dell'acqua inferiori a 23°C, si può applicare il dosaggio inferiore una volta a settimana. In caso di temperature dell'acqua superiori a 23°C, è bene applicare il dosaggio superiore due volte a settimana.

Raccomandiamo espressamente l'utilizzo preventivo!

In caso di utilizzo di concime organico, enzimi o microrganismi nei sistemi idroponici, dopo la disinfezione dell'acqua, si raccomanda di osservare un tempo di attesa di 2 ore.



Disinfezione di substrati (riciclaggio)

Preparare una diluizione 1:100 (10 ml di disinfettante concentrato per 1 litro d'acqua).

Attenzione:

Irrorare completamente il substrato e far riposare per 24h.

Adatto per tutti i substrati inerti.